


유세포분석(Fc)용 항마우스 Cd95/Fas 단클론 항체 - P25446

품목 번호: CM0006057



소개

유세포분석에 최적화된 접합 토끼 항마우스 CD95/FAS 단클론 항체입니다. 마우스 모델에서 FAS 수용체 매개 세포사멸 연구 및 면역 세포 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD95/FAS 단클론항체 (mAb)
비고/별칭	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
종	마우스
인간 GeneID	355
GeneID	14102
면역원	마우스 CD95/FAS 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P25446
단백질 분자량	37KDa
배송 조건	아이스백