

유세포 측정용 Abflo 647 항마우스 Cd98 (Slc3A2) 단클론 항체 - P10852

품목 번호: CM0005288



소개

마우스 CD98 (SLC3A2) 중쇄를 표적으로 하는 ABflo 647 접합 단클론 항체입니다. 유세포 측정에서 검증되었으며 세포 표면 염색 및 아미노산 수송체 연구가 가능합니다. 마우스 시료와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	래빗 항마우스 CD98 mAb
비고/별칭	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
종	마우스
GeneID (인간)	6520
GeneID	17254
면역원	마우스 CD98 (NP_032603.3)의 아미노산 105-526에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P10852
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스 팩