

유세포 분석용 항마우스 Cx3Cr1 단일클론 항체 - Q9Z0D9

품목 번호: CM0012240

소개

유세포 분석용으로 검증된 항마우스 CX3CR1 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 CX3C 케모카인 수용체 1(프랙탈카인 수용체)을 인식합니다. 면역학 및 염증 연구에 적합합니다. SWISS: Q9Z0D9.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 CX3CR1 단일클론 항체(488 접합체)
비고/별칭	mCX3CR1
종	마우스
유전자 ID(인간)	1524
유전자 ID(마우스)	13051
면역원	마우스 CX3CR1의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드(NP_034117.3)
항체 유래 종	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9Z0D9
단백질 분자량	40 kDa
배송	아이스팩