

유세포 분석용 항마우스 Cxcr2/Il-8Rb 단일클론 항체() - P35343

품목 번호: CM0008746

소개

유세포 분석용으로 검증된 접합 토끼 항마우스 CXCR2/IL-8RB 단일클론 항체입니다. 마우스 모델에서 호중구 주화성, 염증 및 상처 치유를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 CXCR2/IL-8RB mAb
비고/별칭	CD128; IL8RA; Il8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
종	마우스
유전자 ID(인간)	3579
유전자 ID	12765
면역원	마우스 CXCR2/IL-8RB의 아미노산 1~44에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_034039.1)
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P35343
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩