

유세포분석용 항마우스 F4/80 단일클론 항체(바이오틴) - Q61549

품목 번호: CM0012772

소개

유세포분석용으로 검증된 바이오틴 결합 랫드 항마우스 F4/80 단일클론 항체입니다. 면역세포 프로파일링에 적합한 102 kDa 마우스 F4/80(Adgre1) 대식세포 마커에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	바이오틴 랫드 항마우스 F4/80 mAb
비고/별칭	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
종	마우스
유전자 ID(마우스)	13733
유전자 ID(인간)	2015
면역원	마우스 F4/80의 재조합 단백질
유래 동물	랫드
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61549
단백질 분자량	102 kDa
배송	아이스팩