

Wb, Elisa용 항마우스 G-Csf 토끼 단일클론 항체 - P09920

품목 번호: CM0007680

소개

마우스 과립구 집락자극인자(G-CSF)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 조혈 및 과립구 발달 연구에 사용됩니다. 마우스 G-CSF와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 G-CSF 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	Csfg; G-CSF; MGI-IG; Mouse G-CSF
종	마우스
GeneID (Human)	1440
GeneID	12985
면역원	마우스 G-CSF(NP_034101.1)의 아미노산 31~208번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P09920
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩