

Anti-Mouse Gsdma Rabbit Polyclonal Antibody - Gsdma

품목 번호: CM0015854

소개

재조합 단백질(aa 248-347)에 대해 제작된 마우스 Gsdma(Gasdermin A)를 표적하는 Rabbit polyclonal antibody입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 쥐와 교차 반응합니다. 세포 사멸 및 염증 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Gsdma Rabbit pAb
비고/별칭	Gsdm, Gsdm1, H312E, Gsdma1, Gsdma
종	마우스
유전자 ID (인간)	284110
유전자 ID (마우스)	57911
면역원	마우스 Gsdma (NP_067322.1)의 아미노산 248-347에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백