


Wb 및 Elisa용 항마우스 H2-Aa 토끼 다클론 항체 - P14434

품목 번호: CM0023282



소개

마우스 MHC 클래스 II 알파 사슬(H2-Aa)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 사람과 교차 반응성이 있으며 항원 제시 및 적응 면역에 대한 면역학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	H2-Aa 토끼 pAb
비고/별칭	Ia1, H2Aa, Ia-1, H-2Aa, Aalpha, IAalpha, I-Aalpha, H2-Aa
종	마우스
유전자ID	14960 (마우스)
면역원	마우스 H2-Aa (NP_034508.2)의 아미노산 27-208에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P14434
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스 팩