

마우스 H2-Ab1 토끼 단일클론 항체 (Wb용) - P06345

품목 번호: CM0006308

소개

마우스 H2-Ab1에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역학 연구 및 MHC class II 연구에 이상적입니다. 30kDa, 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	H2-Ab1 Rabbit mAb
비고/별칭	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	474382
GeneID	14961
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 H2-Ab1 (NP_996988.2)의 아미노산 31-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P06345
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)