


Wb 및 Elisa용 마우스 Ifn-Beta 토끼 단일클론 항체 - P01575

품목 번호: CM0012605



소개

마우스 인터페론 베타(IFN-beta)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 항바이러스 방어, 면역 조절 및 신경 보호에 중추적인 역할을 하는 분비성 사이토카인을 인식합니다. 면역학 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFN-beta Rabbit mAb
비고/별칭	Ifb; IFNB; Ifl1a1; IFN-beta
종	Mouse (마우스)
유전자 ID (인간)	3456
유전자 ID (마우스)	15977
면역원	Recombinant protein ??? IFN-beta (NP_034640.1)? ???? 1-182? ???? ??? ???? ??? ?? ???
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse (마우스)
SWISS	P01575
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백