

Wb, Ihc-P, Fc, Elisa용 Anti-Mouse Igm 단일클론 항체 - P01872

품목 번호: CM0009351



소개

Western blot, IHC-paraffin, 유세포 분석, ELISA용 마우스 면역글로불린 중쇄 상수 뮤(P01872)를 표적하는 재조합 토끼 단일클론 항체. 마우스 샘플에서 검증되었으며, 자연 및 면역 IgM을 인식합니다. 체액성 면역 및 B 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse IgM Rabbit mAb
비고/별칭	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
종	마우스
면역원	마우스 Ighm(P01872)의 아미노산 105-454에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P01872
단백질 분자량	50kDa/53kD
배송	아이스백