

Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Mouse Igm Rabbit Monoclonal Antibody - P01872

품목 번호: CM0005416



소개

마우스 IgM 불변 영역(Fc)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IF, IHC, ELISA에서 검증됨. 랫드와 교차 반응. B 세포 연구, BCR 신호 전달, 체액성 면역 연구에 적합.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Mouse IgM Rabbit mAb
종	마우스
면역원	마우스 Ighm (P01872)의 아미노산 105-454에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P01872
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩