


세포내 유세포 분석용 항마우스 IL-12 P40 단클론 항체 () - P43432

품목 번호: CM0005254



소개

에 접합된 마우스 IL-12 p40에 대한 토끼 단클론 항체로, 세포내 유세포 분석에서 검증되었습니다. T세포, NK세포 및 염증 반응에서 IL-12 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 IL-12 p40 단클론항체
비고/별칭	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
종	마우스
인간 유전자 ID	3593
유전자 ID	16160
면역원	마우스 IL-12 p40 (NP_001290173.1)의 아미노산 23-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P43432
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩