


세포 내 유세포 분석용 Anti-Mouse IL-12 P40 단일클론 항체 - P43432

품목 번호: CM0005194



소개

마우스 IL-12 p40를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포 분석에 검증되었습니다. 재조합 면역원은 면역학 연구를 위한 특이성을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse IL-12 p40 mAb
비고/별칭	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
종	마우스
GeneID (Human)	3593
GeneID	16160
면역원	마우스 IL-12 p40(NP_001290173.1)의 아미노산 23-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC (intra)
교차 반응성	마우스
SWISS	P43432
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백