

유세포측정용 항마우스 IL-33R/St2 단클론 항체 () - P14719

품목 번호: CM0004670



소개

마우스 IL-33R/ST2를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에서 유효성이 검증되었습니다. 면역학 연구, 면역 세포 프로파일링 및 질환 모델 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 IL-33R/ST2 단클론항체
비고/별칭	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
반응 종	마우스
유전자 ID (인간)	9173
유전자 ID (마우스)	17082
면역원	마우스 IL-33R/ST2 (NP_001020773.1)의 아미노산 27-332에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P14719
단백질 분자량	38kDa/65kDa
배송 방식	아이스팩