

유세포 분석용 Anti-Mouse Il1R1/Cd121A 단일클론 항체 () - P13504

품목 번호: CM0005335

소개

로 접합된 토끼 유래 anti-mouse IL1R1/CD121a 단일클론 항체로, 유세포 분석에 검증되었습니다. 생쥐 IL-1 수용체 타입 1(67kDa, SWISS P13504)을 표적하며, 면역학 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse IL1R1/CD121a 단일클론 항체
비고/별칭	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; Il1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
종	생쥐
GeneID (인간)	3554
GeneID	16177
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	생쥐
SWISS	P13504
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백