

Fc용 항-마우스 IL4 단일클론 항체 (Apc) - P07750

품목 번호: CM0005762

소개

세포 내 유세포 분석(Intracellular flow cytometry)을 위한 마우스 IL4 대상 APC 결합 토끼 단일클론 항체입니다. B세포 활성화, IgE 클래스 스위칭 및 T세포 발달을 조절하는 Th2 사이토카인인 마우스 IL4를 특이적으로 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 IL4 mAb
비고/별칭	IL-4; BSF-1
종	마우스
유전자 ID (인체)	3565
유전자 ID	16189
면역원	마우스 IL4의 아미노산 21-140 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_067258.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (intra)
교차 반응성	마우스
SWISS	P07750
단백질 무게	16 kDa
배송	아이스팩