

유세포 분석용 항마우스 인테그린 알파 1/Cd49A 단클론 항체 () - Q3V3R4

품목 번호: CM0004661

소개

유세포 분석 적용을 위한 접합 토끼 단클론 항마우스 인테그린 알파 1/CD49a 항체. 마우스 샘플에서 검증 완료되었습니다. 예상 분자량은 130 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 인테그린 알파 1/CD49a mAb
비고/별칭	Vla1; CD49A; E1300I2M19Rik
종	마우스
인간 GeneID	3672
GeneID	109700
면역원	마우스 인테그린 알파 1/CD49a (NP_001028400.2)의 아미노산 29-1141에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q3V3R4
단백질 분자량	130kDa
배송 방법	아이스 팩