

유세포 분석(세포 내)용 항마우스 Ki67 단일클론 항체() - E9Pvx6

품목 번호: CM0009789

소개

증식 마커인 마우스 Ki67을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 샘플의 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 세포 주기 및 증식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 Ki67 mAb
비고/별칭	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
종	마우스
GeneID (인간)	4288
GeneID	17345
면역원	마우스 Ki67의 아미노산 1816-2163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001074586.2)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	마우스
SWISS	E9PVX6
단백질 분자량	351kDa
배송	아이스팩