

Fc용 항마우스 Ly-6A/E (Sca-1) 단일클론 항체 - P05533

품목 번호: CM0008116

소개

유세포 분석용으로 검증된 토끼 유래 항마우스 Ly-6A/E (Sca-1) 단일클론 항체 (). T-세포 활성화에 관여하는 GPI-고정 단백질을 표적합니다. 마우스 면역학 연구 및 줄기세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 유래 항마우스 Ly-6A/E (Sca-1) 단일클론 항체
비고/별칭	Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
종	마우스
GeneID	110454
면역원	마우스 Ly-6A/E (Sca-1)(NP_034868.1)의 아미노산 27-111에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	마우스
SWISS	P05533
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스백