

Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Monoclonal Antibody () For Fc - P35461 / P0Cw02

품목 번호: CM0009203

소개

유세포 분석용 마우스 Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)를 표적하는 접합 랫트 단일클론 항체. 면역학 연구에서 과립구, 단핵구 및 골수 유래 억제 세포를 신뢰성 있게 식별할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rat anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAb
비고/별칭	Gr1; Gr-1; Ly-6G
종(Species)	Mouse
유전자 ID (인간)	8600
유전자 ID	546644/17067
면역원	마우스 Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)의 재조합 단백질.
공급원	Rat
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Mouse
SWISS	P35461/P0CW02
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 팩