


유세포 분석용 항-마우스 Mhc 클래스 II (I-A/I-E) 단일클론 항체 - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

품목 번호: CM0010241



소개

유세포 분석용으로 검증된 결합 랫드 항-마우스 MHC 클래스 II (I-A/I-E) 단일클론 항체입니다. 면역세포 표현형 분석, 조직적합성 분석 및 진단 R&D에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	랫드 항-마우스 MHC 클래스 II (I-A/I-E) mAb
비고/별칭	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
종	마우스
유전자 ID	14969 / 14961 / 381091 / 14960
면역원	마우스 MHC 클래스 II (I-A/I-E) 재조합 단백질
생산원	랫드
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
단백질 중량	26kDa / 30kDa / 32kDa
배송	아이스팩