

유세포 분석용 Anti-Mouse Pd-L2/Cd273/B7-Dc 단일클론 항체 () - Q9Wu15

품목 번호: CM0009971



소개

마우스 PD-L2 (CD273/B7-DC)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석을 위해 에 접합됨. PD-1 결합을 통해 T-세포 증식을 억제하는 면역 체크포인트 리간드를 인식합니다. 설치류 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse PD-L2/CD273/B7-DC mAb
비고/별칭	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
종	마우스
유전자 ID (인간)	80380
유전자 ID	58205
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9WUL5
단백질 무게	28kDa
배송	아이스백