

Wb 및 Elisa용 마우스 태반 성장 인자(Plgf) 폴리클로널 항체 - P49764

품목 번호: CM0018882

소개

마우스 태반 성장 인자(PlGF)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 혈관신생 및 내피세포 성장 연구에 적합합니다. 마우스 PlGF와 특이적으로 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Mouse PlGF Rabbit pAb
비고/별칭	PlGF; Plgf; Mouse PlGF
종(Species)	Mouse
유전자 ID	18654
면역원(Immunogen)	마우스 PlGF (NP_032853.1)의 아미노산 24-158에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	P49764
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스백