

Fc용 항마우스 Podoplanin 단일클론 항체 - Q62011

품목 번호: CM0011113



소개

마우스 Podoplanin(Gp38/T1alpha)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석용으로 검증되었습니다. 마우스 Podoplanin을 특이적으로 검출하며, 림프계 및 암 연구에 유용합니다. SWISS: Q62011.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항마우스 Podoplanin mAb
비고/별칭	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
종	마우스
GeneID (인간)	10630
GeneID	14726
면역원	제조합 단백질: 마우스 Podoplanin의 아미노산 21~133(NP_034359.2)에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q62011
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백