

Fc용 Anti-Mouse Siglec5/Siglec-F 단클론 항체 () - Q920G3

품목 번호: CM0009604

소개

유세포분석법용 가 접합된 토끼 항-마우스 Siglec5 (Siglec-F) 단클론 항체입니다. 마우스에서 시알산 결합 렉틴을 검출하며, 골수 및 혈액 내 골수계 세포 식별에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-마우스 Siglec5 mAb
비고/별칭	Siglec5; mSiglec-F
반응 종	마우스
인간 유전자ID	8778
유전자ID	233186
면역원	재조합 단백질 마우스 Siglec5 (NP_663556.1)의 아미노산 18-437에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석법)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q920G3
단백질 분자량	61 kDa
배송 방식	아이스 팩