

Anti-Mouse Tcr Γ/Δ 단일클론 항체 - Tcr Γ/Δ

품목 번호: CM0007809

소개

유세포분석(Flow cytometry)에 대해 검증된
컨쥬게이션 아르메니안 햄스터(Armenian Hamster)
anti-Mouse TCR γ/δ 단일클론 항체입니다. 마우스
TCR γ/δ + T 세포를 검출합니다. 재조합 면역원으로,
마우스에 특이적입니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	anti-Mouse TCR γ/δ mAb
비고/별칭	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID	110066/110067
면역원	재조합 단백질
공급원(Source)	아르메니안 햄스터(Armenian Hamster)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스(Mouse)
배송	아이스 팩(Ice bag)