

마우스 Ythdc1용 다클로날 항체 (Wb용) - E9Q5K9

품목 번호: CM0024134

소개

마우스 Ythdc1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 아미노산 597-736을 타겟으로 합니다. m6A RNA 결합 및 대안 스플라이싱 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse Ythdc1 Rabbit pAb
비고/별칭	mKIAA1966; A730098D12Rik; Mouse Ythdc1
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	91746
GeneID (마우스)	231386
항원(Immunogen)	마우스 Ythdc1 (NP_808348.2)의 아미노산 597-736에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	E9Q5K9
단백질 분자량	85kDa
배송(Shipping)	Ice bag