

마우스 Zfp541 항토끼 다클론 항체 - Zfp541

품목 번호: CM0015222

소개

마우스 Zfp541을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드 Zfp541을 검출합니다. 면역원: 재조합 단백질(아미노산 1-300). 예측 분자량: 141kDa/148kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Zfp541 토끼 다클론 항체
비고 / 별칭	Znf541; EG666528; Zfp541
종	마우스
유전자 ID (인간)	84215
유전자 ID (마우스)	666528
면역원	마우스 Zfp541의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001092747.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
단백질 분자량	141kDa/148kDa
배송	아이스팩