

마우스/랫트 Cd31/Pecam1 대항 단일클론 항체 () - 유세포분석용 - Q08481

품목 번호: CM0009463

소개

접합 토끼 단일클론 항체 (마우스/랫트 CD31/PECAM1 대항). 유세포분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었으며, 백혈구 내피 이동(transendothelial migration), 내피 세포 부착 및 혈관 생물학 연구에 이상적입니다. 마우스 및 랫트 종을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수                     | 값                                                                         |
| 제품명                      | 토끼 항-마우스/랫트 CD31/PECAM1 mAb                                               |
| 비고/별칭                    | Cd31; Pecam; PECAM-1                                                      |
| 종(Species)               | 마우스                                                                       |
| GeneID (인간)              | 5175                                                                      |
| GeneID                   | 18613                                                                     |
| 항원(Immunogen)            | 재조합 단백질 마우스 CD31 (NP_001292086.1)의 아미노산 18-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼                                                                        |
| 카테고리                     | 단일클론 항체                                                                   |
| 응용(Application)          | FC                                                                        |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 마우스, 랫트                                                                   |
| SWISS                    | Q08481                                                                    |
| 단백질 분자량                  | 69kDa/77kDa/80kDa/81kDa                                                   |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                            |