

유세포 측정용 항생쥐/랫 Cd90.1 단클론 항체 - P01831

품목 번호: CM0010957

소개

생쥐/랫 CD90.1 (Thy-1) 막 당단백질에 특이적으로 결합하는 접합 생쥐 단클론 항체입니다. 유세포 측정(FC)에서 검증되었습니다. 세포 간 상호작용에 관여하는 GPI 고정 표적을 인식합니다. 면역표현형 분석 및 신경 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	생쥐 유래 항생쥐/랫 CD90.1 단클론 항체
비고/별칭	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
종	생쥐
유전자ID (인간)	7070
유전자ID	21838
면역원	생쥐/랫 CD90.1 재조합 단백질
기원	생쥐
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	생쥐, 랫
SWISS	P01831
배송	아이스백