

Anti-Mov10 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Hce1

품목 번호: CM0012377

소개

MOV10 RNA 헬리카제에 대한 토끼 단일클론 항체; WB 및 ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스 및 랫트 MOV10을 검출함; 항바이러스 면역, 레트로트랜스포지션 및 마이크로RNA 매개 유전자 침묵 연구에 사용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MOV10 Rabbit mAb
비고/별칭	gb110; fSAP113; MOV10
종	인간
GeneID (인간)	4343
GeneID	4343
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9HCE1
단백질 분자량	114kDa
배송	얼음 팩