


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mpc2 폴리클로날 항체 - O95563

품목 번호: CM0020155



소개

WB, IHC-P, ELISA용 MPC2 토끼 폴리클로날 항체 (별칭 BRP44, SLC54A2). 미토콘드리아 피루브산 운반체 2는 피루브산 흡수를 매개하여 해당작용과 산화적 인산화의 균형을 유지합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MPC2 Rabbit pAb
비고/별칭	BRP44; SLC54A2; MPC2
종	인간
GeneID (인간)	25874
GeneID	25874
면역원	인간 MPC2 (NP_056230.1)의 아미노산 1-60 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O95563
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백