

Wb, Elisa용 Anti-Mpdz 토끼 다클로날 항체 - O75970

품목 번호: CM0017927



소개

다중 PDZ 도메인 단백질(MPDZ/MUPP1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 시냅스 가소성 및 밀착 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MPDZ Rabbit pAb
비고/별칭	HYC2; MUPP1; MPDZ
종	인간(Human)
GeneID	8777
면역원	인간 MPDZ (NP_003820.2)의 아미노산 1100-1380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O75970
단백질 분자량	222kDa
배송	아이스백