

Wb, Elisa용 항-Mpi 토끼 다클론 항체 - P34949

품목 번호: CM0026128

소개

인간 MPI에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 당화 및 선천성 당화 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MPI 토끼 pAb
비고/별칭	PMI; PMII; CDGIB; MPI
종	인간
유전자ID (인간)	4351
유전자ID	4351
면역원	인간 MPI(NP_002426.1)의 아미노산 1-423에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P34949
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백