


Wb, Elisa용 Anti-Mpzl1 다클론 항체 - O95297

품목 번호: CM0013095



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 완료한 인간 MPZL1(PZR)용 토끼 다클론 항체입니다. ConA 신호 전달 및 인테그린 매개 세포 운동성에 관여하는 29 kDa 세포 표면 수용체를 검출하며, 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MPZL1 토끼 pAb
비고/별칭	PZR; PZRα; PZRβ; PZR1b; MPZL1b; MPZL1
종	인간
GeneID	9019
면역원	인간 MPZL1(NP_003944.1)의 195~269번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95297
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩