


Wb, Elisa용 항-Mras 토끼 단클론 항체 - O14807

품목 번호: CM0003853



소개

인간 Mras(R-Ras3)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 합성 펩티드(aa 109-208)를 면역원으로 생성되었습니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 암 및 신경과학 연구에서 Ras-MAPK 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Mras 토끼 단클론 항체
비고/별칭	NS11; M-RAS; RRAS3; R-RAS3; Mras
종	인간
유전자 ID	22808
면역원	인간 Mras(O14807)의 아미노산 109-208번 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14807
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백