

Wb, Elisa용 항-Mrc2 다클론 항체 - Q9Ub0

품목 번호: CM0028544



소개

인간 MRC2(CD280, UPARAP, ENDO180)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에서 ~167 kDa 위치의 내인성 MRC2를 검출합니다. 암 및 콜라겐 리모델링 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRC2 토끼 pAb
비고/별칭	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180; MRC2
종	인간
GeneID (인간)	9902
GeneID	9902
면역원	인간 MRC2 (NP_006030.2)의 아미노산 120-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UBG0
단백질 분자량	167kDa
배송	아이스 팩