


Wb, Ip, Elisa용 항-Mre11 다클론 항체 - P49959

품목 번호: CM0018165



소개

WB, IP, ELISA에서 검증된 MRE11 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 쥐 샘플에서 내인성 MRE11을 검출합니다. DNA 손상 반응과 게놈 안정성에 필수적인 MRN 복합체의 핵심 구성 요소인 이중가닥 절단 수리 단백질 MRE11을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRE11 토끼 pAb
비고/별칭	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
종	인간
GeneID (인간)	4361
GeneID	4361
면역원	인간 MRE11 (NP_005582.1)의 아미노산 290-485에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P49959
단백질 분자량	81kDa
배송 방식	아이스 팩