

Wb, Elisa, Chip용 항-Mre11 토끼 단클론 항체 - P49959

품목 번호: CM0005448

소개

인간 MRE11 (P49959)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, ELISA, ChIP에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. DNA 이중가닥 절단 수선 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRE11 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
종	인간
유전자 ID (인간)	4361
유전자 ID	4361
면역원	합성 펩티드 인간 MRE11 (P49959)의 아미노산 400-500 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49959
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스팩