


Anti-Mre11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P49959

품목 번호: CM0024673



소개

인간 MRE11에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에서 MRE11 (81 kDa)을 검출합니다. DNA 수복 및 텔로미어 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MRE11 Rabbit pAb
비고/별칭	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
종	인간
GeneID (Human)	4361
GeneID	4361
면역원	인간 MRE11 (NP_005582.1)의 아미노산 1-302 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49959
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스팩