

Wb 및 Elisa용 Anti-Mrfap1 폴리클로날 항체 - Q9Y605

품목 번호: CM0028589

소개

인간 MRFAP1 (MORF4 family-associated protein 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원; 분자량 15 kDa. 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRFAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	PGR1, PAM14, MRFAP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	93621
GeneID	93621
면역원(Immunogen)	인간 MRFAP1 (NP_150638.1)의 아미노산 1-127에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9Y605
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)