


Wb 및 Elisa용 Anti-Mrgprx1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q96Lb2

품목 번호: CM0016201



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 폴리클론성 anti-MRGPRX1 항체. 인간 MRGPRX1(36 kDa)을 검출하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 가려움증 및 통증 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRGPRX1 Rabbit pAb
비고/별칭	GPCR, MGRG2, MRGX1, SNSR4, MRGPRX1
종	인간
유전자 ID	259249 (인간)
면역원	인간 MRGPRX1(NP_671732.3)의 아미노산 263-322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론성 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q96LB2
단백질 무게	36kDa
배송	아이스백