


Wb, Elisa용 Anti-Mrm3 폴리클로날 항체 - Q9Hc36

품목 번호: CM0027873



소개

인간 MRM3(rRNA methyltransferase 3, mitochondrial)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합하도록 설계되었습니다. 미토콘드리아 rRNA 메틸화 및 관련 조절 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRM3 Rabbit pAb
비고/별칭	RMTL1; RNMTL1; MRM3
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	55178
GeneID	55178
면역원(Immunogen)	인간 MRM3 (NP_060616.1)의 아미노산 1-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q9HC36
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스백