


웨스턴 블롯, IHC-P, Elisa용 Anti-Mrp1/Abcc1 Rabbit Monoclonal Antibody - P33527

품목 번호: CM0004809



소개

인간 MRP1/ABCC1 (다제내성 관련 단백질 1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 분자량: 172 kDa. 연구용으로만 사용 가능.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRP1/ABCC1 Rabbit mAb
비고/별칭	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
종	인간
GeneID (Human)	4363
GeneID	4363
면역원	인간 MRP1/ABCC1 (NP_004987.2)의 아미노산 210-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P33527
단백질 분자량	172kDa
배송	아이스팩