


Wb, Elisa용 항-Mrp1/Abcc1 토끼 다클론 항체 - P33527

품목 번호: CM0013791



소개

172 kDa 다약제 내성 연관 단백질인 인간 MRP1/ABCC1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 약물 내성 및 ABC 수송체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRP1/ABCC1 토끼 pAb
비고/별칭	MRP, ABCC, GS-X, MRP1, ABC29, DFNA77, MRP1/ABCC1
종	인간
GeneID (인간)	4363
GeneID	4363
면역원	인간 MRP1/ABCC1 (NP_004987.2)의 아미노산 850-960에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P33527
단백질 분자량	172kDa
배송	아이스백