


Anti-Mrp2/Abcc2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q92887

품목 번호: CM0027080



소개

사람 MRP2/ABCC2를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 다제내성 및 간담도 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRP2/ABCC2 Rabbit pAb
비고/별칭	DJS; MRP2; cMRP; ABC30; CMOAT; MRP2/ABCC2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1244
유전자 ID	1244
항원	재조합 단백질 사람 MRP2/ABCC2 (NP_000383.1)의 아미노산 180-315에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q92887
단백질 분자량	174kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)