


If-P, Elisa용 항-Mrp3 토끼 다클론 항체 - O15438

품목 번호: CM0019020



소개

IF-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 항-MRP3 토끼 다클론 항체입니다. 다약제 내성, 담즙산 수송 및 간세포 외부 수송에 관여하는 인간 MRP3(ABCC3, 169 kDa)를 검출합니다. 간 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRP3 토끼 pAb
비고/별칭	MLP2, MRP3, ABC31, MOAT-D, cMOAT2, EST90757, ABCC3
종	인간
유전자 ID	8714
면역원	인간 MRP3(NP_003777.2)의 아미노산 855~954 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15438
단백질 분자량	169kDa
배송	아이스팩