


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mrp4/Abcc4 폴리클로날 항체 - O15439

품목 번호: CM0023904



소개

다제 내성 수송체인 MRP4/ABCC4를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드의 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 약물 내성, 세포 신호 전달 및 수송 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	MRP4/ABCC4 Rabbit pAb
비고/별칭	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
종	사람 (Human)
GeneID	10257
면역원	사람 MRP4/ABCC4 (NP_005836.2)의 아미노산 1067-1325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	O15439
단백질 분자량	150kDa
배송	아이스백