


Anti-Mrp4/Abcc4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15439

품목 번호: CM0005127



소개

KD 검증된 인간 MRP4/ABCC4(다중 내성 관련 단백질 4)를 표적하는 토끼 단클론 항체. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 150kDa 단백질을 검출하며; 항원은 C-말단 영역(aa 1067-1325)을 포함합니다. 약물 수송 및 내성 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KD Validated] MRP4/ABCC4 Rabbit mAb
비고/별칭	MRP4; MOATB; MOAT-B; C4
종(Species)	Human
GeneID (Human)	10257
GeneID	10257
항원(Immunogen)	Recombinant protein 인간 MRP4/ABCC4 (NP_005836.2)의 아미노산 1067-1325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	O15439
단백질 분자량	150kDa
배송(Shipping)	Ice bag